

pneumed: Medizintechnik – made in Germany

Was mit dem Wissens- und Schaffensdrang des Mediziners Stefan Deny begann, setzt Barbara Deny-Jahnke, Tochter des Erfinders der pneumatischen Pulsationsmassage und Entwicklers des ersten, zum Patent angemeldeten Prototypen heute als Unternehmerin und Inhaberin der pneumed GmbH erfolgreich fort.

Mit Engagement und Entschlossenheit machte sich Barbara Deny-Jahnke seit der Firmengründung im Jahre 1993 stark für „die sanfte Massage mit Tiefenwirkung“. Der Erfolg gibt ihr Recht. Heute ist das Unternehmen pneumed vom Pionier zur festen Größe im Gesundheitsmarkt gewachsen. Viele Therapeuten setzen auf pneumed und medizintechnische Qualität „made in Germany“.


Am Firmensitz in Idar-Oberstein fertigen gut ausgebildete Spezialisten und Handwerker der alten Schule die pneumed Geräte mit modernsten Maschinen und in sorgfältiger Handarbeit.

pneumed, das ist Qualität, auf die Sie sich verlassen können.

pneumed GmbH

pneumed GmbH
luftbetriebene Medizinaltechnik
Hauptstraße 528
55743 Idar-Oberstein
Tel.: +49 6781 4573-0
Fax: +49 6781 4573-15
Mail: info@pneumed.de
www.pneumed.de
www.pneumatron.de

pneumatron® 200 in der Anwendung



Lymphdrainage und Dekolletébehandlung



Cellulitebehandlung und Entschlackung

BELLE  FLEUR

anti-aging beauty concepts

Tel.: +43 662 876702

Geben Sie Ihrer Schönheit die richtigen Impulse

Pneumatische Pulsationsmassage:
Sanfte Stimulation mit Tiefenwirkung



 pneumatron® 200

Pneumatische Pulsationsmassage – Eine schöne Erfindung

„Tu deinem Leib etwas Gutes, damit deine Seele Lust hat, darin zu wohnen.“

Teresa von Ávila

Die Massage gehört zu den ältesten medizinischen Heilverfahren. Auch das Schröpfen mit Schröpfgläsern ist ein traditionelles Verfahren, das bereits in der Antike und im alten China erfolgreich eingesetzt wurde.

Stefan Deny, Mediziner und Erfinder, verband beide Verfahren in idealer Weise. Er erfand und entwickelte in jahrzehntelanger Forschungsarbeit ein modernes, einfach zu handhabendes Gerät zur pneumatischen Pulsationsmassage und meldete es zum Patent an.

Ziel von Stefan Deny war es, die tieferen Schichten des Gewebes zu erreichen, mit einem Gerät, das am Körper eine pulsierende Massagebewegung erzeugt, die das Gewebe vertikal von innen nach außen dehnt. Lange experimentierte er an der geeigneten Frequenz, bis er herausfand, dass eine optimale mechanische Bewegung bei ca. 200 Pulsationen pro Minute erzielt wird. Die moderne medizinische Forschung erkennt heutzutage die Bedeutung des Bindegewebes für die Gesundheit. Stefan Deny war mit seinen Erkenntnissen seiner Zeit weit voraus.



pneumatron® 200 und pneumatron® therm: sanfte Stimulation mit tiefer Wirkung

Die pneumatische Pulsationsmassage (PPM) wird seit vielen Jahren erfolgreich in der kosmetischen Praxis, im Wellnessbereich und in Kur- und Bäderabteilungen eingesetzt.

pneumatron® 200 ist das technisch ausgereifte, vielseitig anwendbare Massagegerät für die Tiefen- und Bindegewebsmassage und die Lymphdrainage.

pneumatron® therm optimiert die Wirkweise durch zusätzliche Wärme- oder Kältereize.

Bei dieser Art der Massage wird das Gewebe mit Unterdruck sanft angesaugt und mit sanftem Druck sofort wieder entspannt. Durch diesen Wechsel werden Haut und das tiefer liegende Gewebe intensiv bearbeitet.

Der Vorteil bei der pneumatischen Pulsationsmassage liegt in der Tiefenwirkung: Schädliche Stoffe wie Stoffwechsellacken und Schadstoffe werden gelöst und beschleunigt ausgeschieden. Körpereigene Vitalstoffe wie Hormone, Vitamine und Mineralien werden beschleunigt in die Zellen transportiert und verbessern die Leistung des gesamten Stoffwechsels.

Das Ergebnis: Ihre Haut ist nicht nur „oberflächlich“ schöner, sondern auch in der Tiefe gesünder und vitaler. Durch eine intensive Behandlung verfeinert sich Ihr Hautbild, wird ebenmäßiger und frischer und damit wirksam verschönert und verjüngt.

Die Wirkweise der pneumatischen Pulsationsmassage kann je nach Gewebe und Anwendung individuell abgestimmt und intensiviert werden.

Die pneumatische Pulsationsmassage kommt zur Anwendung bei:

- Gesicht und Körper
- Cellulite
- Gewebestraffung
- Faltenreduzierung
- Schwangerschaftsstreifen
- Tränensäcke
- Doppelkinn
- Busenstraffung
- Akne und Narben
- Kopfhautmassage
- Entspannungsmassage

Ihre Kosmetikerin und pneumatron®-Expertin berät Sie gerne und erläutert Ihnen in einem persönlichen Gespräch ausführlich die Methode und die Vorteile dieser Form der Massage.



In einem persönlichen Gespräch berät Sie Ihre Kosmetikerin gerne..